



RECOGIDA DE MUESTRAS DE TEST DE GRAHAM

El resultado que el laboratorio ofrece depende de una muestra de buena calidad, para ello debes seguir atentamente las siguientes instrucciones.

No debes utilizar cremas y/o talco en la zona anal desde la noche anterior a la toma de la muestra. Si la zona anal se encuentra con abundantes restos fecales, no debes recoger la muestra ese día.



El **Test de Graham** se utiliza para evidenciar la presencia del parásito intestinal *Enterobius vermicularis* (conocido como lombrices).

Para poder realizar esta prueba te han entregado unos porta objetos de vidrio. Necesitarás, además, cinta adhesiva transparente.

Deberás recoger 3 muestras, cada una en un día distinto.

¿Cómo debo recoger la muestra?

1

Debes recoger la muestra por la mañana, antes de ir al baño, y sin limpiar la zona.

2

Prepara un trozo de cinta adhesiva transparente de unos 10 centímetros.



3

Pega el trozo de cinta adhesiva a la piel de la zona anal y perianal.



4

A continuación, coloca la cinta adhesiva sobre el porta objetos lo más estirada posible, evitando la formación de arrugas o pliegues.



5

Identifica los porta objetos con tu nombre y apellidos en la banda blanca del extremo. Guarda las muestras a temperatura ambiente hasta el día de la cita.